

relaxmyway

CANOO V





CASADA<sup>TM</sup>  
healthcare

since  
2000

## < relaxmyway

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA-Geräte in weltweit 37 Ländern erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

# Wir Gratulieren

Mit dem Kauf dieses Massagegerätes haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Canoo V.

# Inhaltsverzeichnis

4	Sicherheitshinweise
6	Ausstattung
7	Aufbau
8	Fernbedienung
9	Besonderheiten
10	Bedienfeld
12	Beenden der Massage
13	Pflege
14	Störungssuche
14	Technische Daten
15	EU-Konformitätserklärung
15	Gewährleistungsbestimmungen

# Sicherheitshinweise



## **I. FOLGENDE PERSONEN SOLLTEN DAS GERÄT ERST NACH ABSPRACHE MIT DEM ARZT VERWENDEN:**





- Personen, die leicht von elektromagnetischen Wellen beeinflusst werden, wie Nutzer von Herzschrittmachern oder vergleichbaren Geräten.
- Personen, die unter einem malignen Tumor leiden.
- Personen mit Herzkrankheiten.
- Frauen während der Menstruation, direkt nach der Geburt und während der Schwangerschaft.
- Personen, die unter Diabetes leiden und dadurch eine eingeschränkte Sensorik haben.
- Personen mit Hautverletzungen in dem zu massierenden Bereich.
- Personen mit Körpertemperatur über 38 Grad (Fieber).
- Personen mit akuten Entzündungen/Verletzungen im fortgeschrittenen Stadium leiden (mit Symptomen wie Müdigkeit, Schüttelfrost, unbeständigen Blutdruck, usw.)
- Personen, die unter großer Erschöpfung leiden.
- Personen, die unter Osteoporose, Prellungen oder Muskelzerrungen, Frakturen, usw. leiden.
- Personen, die schmerz- und hitzeempfindlich sind.
- Personen, die Ihre Beine und Füße nicht bewusst bewegen können.
- Personen, deren Füße kleiner als 21 cm sind, sollten von einer Benutzung absehen.
- Personen, die nicht fähig sind, ihre Gedanken klar auszudrücken und Personen, die keine oder beschränkte Bewegungen ausführen können, sollten das Gerät nicht benutzen.
- Personen, denen vom Arzt eine Massage verboten wurde, wird die Benutzung abgeraten.
- Personen mit Thrombose, schwerwiegendem Aneurysma, akutem venösem Aneurysma, allen Arten von Hautausschlägen und Hautkrankheiten, usw.

## **II. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER VERWENDUNG DIESES GERÄTES FOLGENDES:**



- Verwenden Sie NUR den mitgelieferten Stecker. (andere Stecker können zu Stromschlägen, Versagen des Gerätes oder Brandausbruch führen).
- Bitte stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Stoffabdeckung nirgendwo beschädigt ist. Sollten Sie ein Loch entdecken, dann stoppen Sie die Anwendung und schicken das Gerät unverzüglich zur Reparatur.
- Stellen Sie, bevor Sie den Winkel des Geräts verändern, sicher, dass sich in Ihrer unmittelbaren Nähe keine Menschen, Tiere oder andere Hindernisse befinden. Es besteht die Gefahr des Einklemmens.
- Nach der Anwendung muss der Stromstecker gezogen werden und das Gerät so verstaut und gesichert werden, dass kleine Kinder oder Haustiere durch dieses nicht verletzt werden können.
- Sitzen Sie während der Anwendung nicht auf einem beweglichen Stuhl, der z.B. rollen könnte. Dies verhindert, dass Sie durch den sich bewegenden Stuhl verletzt werden.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Unsachgemäße Behandlung und Gewalt am Netzkabel führen zu Schäden und können in Brandunfällen, Stromschlägen und ähnlichen Unfällen enden.
- An diesem Produkt darf außer den dafür bestimmten technischen Mitarbeitern niemand Veränderungen, Umbauten oder Reparaturen durchführen. Dies führt automatisch zu Garantieverlust.
- Bitte stellen Sie sicher, dass während der Reinigung der Netzstecker gezogen ist. Außerdem sollten Sie beim Ziehen des Netzsteckers keine feuchten Hände haben. Das kann zu schweren Unfällen führen.
- Wenn Sie sich während der Anwendung unwohl fühlen, dann beenden Sie unverzüglich die Anwendung.
- Die Massage sollte pro Körperteil 2 x 30 Minuten pro Tag nicht überschreiten. Auch von einer Massage muss sich der Körper erholen können.

# Sicherheitshinweise

- Wenn Sie den Netzstecker herausziehen, dann ziehen Sie bitte nicht am Kabel. Ziehen sie den Stecker heraus. Außerdem sollten Sie den Netzstecker regelmäßig von Staub befreien.
- Wenn Sie das Gerät nach einer längeren Pause wieder verwenden, dann vergewissern Sie sich erst, ob das Gerät normal arbeitet und ob das Netzkabel in Ordnung ist. Außerdem sollte es regelmäßig von Staub befreit werden.
- Verstauen Sie das Gerät an einem trockenen Ort. Staub oder Feuchtigkeit, die lange auf das Gerät einwirken, können der Grund für Stromschläge, Defekt oder Brände sein.
- Dieses Massagegerät ist nur für die Massage der Beine und Füße bestimmt. Bitte benutzen Sie es nicht für die Massage des Kopfes, der Brust, des Bauches, der Knie, der Ellenbogen und ähnlicher Körperteile.
- Ziehen Sie nicht am Kabel des Reglers und schwingen Sie nicht den Regler am eigenen Kabel herum. Dieses kann leicht zu Schäden am Kabel führen.
- Lassen Sie es nicht von Kindern verwenden und lassen Sie Kinder bei der Anwendung nicht in die Nähe des Gerätes.
- Bitte sitzen oder stehen Sie nicht auf dem Gerät. Es kann zu Beschädigungen und Unfällen führen.
- Bitte treten Sie nicht zu fest auf das Massagegerät auf.
- Bitte stecken Sie nicht Ihre Hände oder Finger in die Spalte zwischen Boden und Seitenwand im Inneren der Maschine. Es besteht Quetschungsgefahr, wenn Sie den Winkel der Maschine einstellen oder sich die Maschine in einem unverschlossenen Zustand befindet.
- Bitte setzen Sie nicht Ihre Füße wie auf dem Bild gezeigt auf. (Es kann leicht zu Unfällen und Verletzungen führen.)
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, dann muss es durch den Hersteller, seinen Kundenservice oder ähnliche Einrichtungen ersetzt werden.
- Bitte beschädigen, ändern, ziehen, knicken oder binden Sie das Netzkabel nicht und biegen Sie es nicht in einem übertriebenen Maße. (Es kann das Kabel beschädigen und zu Bränden oder Stromschlägen führen)
- Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist oder die Steckdose locker ist, dann verwenden Sie das Gerät nicht. (Es kann leicht zu Stromschlägen, Kurzschlüssen, Bränden oder ähnlichen Unfällen führen)
- Vermeiden Sie es, dass das Gerät in irgendeine Verbindung mit Flüssigkeiten kommt.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht gleichzeitig mit anderen elektronischen Geräten. (Die kann zu Problemen/ Überlastungen des Körpers führen)
- Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es in ein Tuch oder eine Decke eingewickelt oder abgedeckt ist (dies kann zu Bränden oder zu einer erhöhten Innentemperatur führen).
- Stecken Sie Ihre Hände nicht in die Spalten der Massageköpfe, es besteht Quetschungsgefahr.
- Bitte benutzen Sie das Gerät nicht in einem Badezimmer oder einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder den Händler ausgetauscht werden, um weitere Schäden zu vermeiden.




# Ausstattung




# Aufbau

1. Stellen Sie das Massagegerät auf eine ebene Fläche. Halten Sie zu Fernseher, Radio oder ähnlichen AV-Geräten mindestens 1 Meter Abstand.
2. Vor der Anwendung müssen Sie überprüfen, ob die Stoffabdeckung intakt ist. Wenn Sie das Gerät mit einer defekten Stoffabdeckung verwenden, kann dies zu Stromschlägen und Verletzungen führen.
3. Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose.
4. Setzen Sie sich auf ein Sofa, einen Stuhl o.ä. Stellen Sie Ihre Beine in das Massagegerät. Schieben Sie die Fersen nach hinten. Stellen Sie den gewünschten Winkel am Massagegerät ein.



Bitte sitzen Sie während der Anwendung nicht in einem Stuhl mit Rollen, dies kann zu Verletzungen führen. Sitzen Sie bequem und in einer natürlichen Körperhaltung.

5. Einstellen des Beinbereichs: Der obere Beinbereich kann für eine Behandlung der Knie- oder Oberschenkelfläche verstellt/herausgezogen werden.



Ziehen Sie mit der Hand den einstellbaren Teil des Beinraums nach oben heraus. Der Winkel kann gemäß den eigenen Bedürfnissen eingestellt werden.

# Fernbedienung

## HEATING THERAPY

Wärmefunktion für Beine und Knöchel

## INTENSITY

3 Stufen

## AIR PRESSURE

Bereiche auswählbar

## SOLE ROLLER


3 verschiedene Modi auswählbar

## AUTO

Automatikprogramm

## ON / OFF

Ein-/Ausschalten



# Besonderheiten




## **GUA SHA**

Das Schaben mit leichtem Druck öffnet die oberflächlichen Blutgefäße und regt die Durchblutung an. GuaSha wird gerne in Kombination mit Akupressur angewendet, um über die „Shu Punkte“ zusätzliche Reize auszulösen, welche zur Linderung von Beschwerden führen.



## **AKUPRESSURPUNKTE**

Entscheidende Akupressurpunkte (an den Oberschenkeln, Waden und Knöcheln) werden massiert.



## **OBERSCHENKEL**

Der bis zu 110 Grad umklappbare obere Teil des Canoo V überlässt Ihnen die Wahl zwischen einer Knie- und einer Oberschenkel-Akkupressurmassage.



## **STÜTZBÜGEL**

Der am vorderen Teil unter dem Gerät angebrachte kippbare Stützbügel ermöglicht einen um 20 Grad verstellbaren Winkel des Canoo V.




## **TRANSPORTROLLEN**

Für einen leichten Transport und eine einfache Positionierung des Canoo V sind zwei Laufrollen im hinteren Bereich des Gerätes angebracht.



## **LUFTDRUCK**

Auf- und abschwellige Airbags bewirken eine pumpende Bewegung, welche natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohltuend auch im Waden- und Fußbereich.



## **WÄRME**

Eine tiefenwirksame und wärmeausstrahlende Wirkung bei der man perfekt entspannen kann. Durch die tief reichende Wirkung ist diese Funktion besonders wohltuend bei Muskelverspannungen.



## **REFLEXZONEN**

Fußreflexzonenmassage regeneriert die Fußmuskulatur und wirkt harmonisierend auf fast alle Körperorgane.




## **FUSSROLLER**

Fußmassage deluxe – sogar die Schnelligkeit des Fußrollers ist einstellbar.

# Bedienfeld

## BEDIENUNG

Tasten	Beschreibung
	Stromzufuhr, Einschalten/Ausschalten
	<p>Power-Taste</p> <p>Wenn die Power-Taste gedrückt wird, leuchtet das Anzeigelicht auf und das Gerät ist betriebsbereit. Durch erneutes Drücken wird die Anwendung beendet. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus.</p>


## AUTO MODUS

Tasten	Beschreibung
	<p>Ein fein abgestimmtes, automatisiertes Programm massiert mit</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 44 unterschiedlich großen Massageröllchen unter den Fußsohlen</li><li>• 30 Airbags verteilt auf Füße, Waden, wahlweise Knie oder Oberschenkel</li><li>• Wärmefunktion zu/abschaltbar</li><li>• 15 Minuten Laufzeit</li></ul> <p>Je nach Bedarf kann während des AUTO Modus Airpressure und Intensity verändert oder ganz abgeschaltet werden. Bitte beachten Sie, dass die Intensity Funktion nur in Kombination mit Airpressure ausgeführt werden kann.</p> <p>Wenn Sie Airpressure und Intensity während des AUTO Modus abgeschaltet lassen, führt das Canoo V lediglich die Automatik für die Sole Roller durch.</p> <p>Sollten Sie die Funktion Sole Roller während dem AUTO Modus betätigen, schaltet das AUTO Programm direkt in den manuellen Modus.</p> <p>Die LED Kontrollleuchte zeigt an ob die Funktion aktiviert ist.</p>

# Bedienfeld

## MANUELL-MODUS

Für eine manuelle Bedienung betätigen Sie die AUTO-Taste, die Kontrollleuchte erlischt. Wählen Sie die gewünschten Funktionen in den verschiedenen Kombinationen oder einzeln aus. Bitte beachten Sie die empfohlene Laufzeit von 15 min.

Tasten	Beschreibung
	<p>Durch Betätigen dieser Taste wechselt das Gerät immer in eine der drei GuaSha Fuß Massagevariation. 3 Rollgetriebe mit jeweils 4 Schienen. 2 mit jeweils 4 verschieden großen Röllchen, 1 mit 4 Schienen und jeweils 3 verschiedenen Röllchen (Bereiche: Ferse/Mitte/Zehen)</p> <p>Die LED Kontrollleuchte zeigt an, welche Variation aktiviert ist. Zur kompletten Abschaltung der Funktion betätigen Sie diese Taste vier Mal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>I</b> → alle Rollen bewegen sich dauerhaft gleichzeitig</li> <li><b>II</b> → alle Rollen in Intervallen 6x kurze, halbe Umdrehung + 2 lange, ganze Umdrehung</li> <li><b>III</b> → alle Rollen in Intervallen 5x kurze, halbe Umdrehung + 2 lange, ganze Umdrehungen</li> </ul>
	<p>Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Varianten der Airpressure Massage. Die LED Kontrollleuchte zeigt an, welche Variante aktiviert ist. Zur kompletten Abschaltung der Funktion betätigen Sie diese Taste vier Mal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>I</b> → alle Airbags</li> <li><b>II</b> → Fuß Airbags</li> <li><b>III</b> → Oberschenkel Airbags</li> </ul>
	<p>Durch betätigen dieser Taste wählen Sie zwischen den drei verschiedenen Luftdruckstärken der Airpressure Massagefunktion.</p> <p>Die LED Kontrollleuchte zeigt an, welche Stärke aktiviert ist. Zur kompletten Abschaltung der Funktion betätigen Sie diese Taste vier Mal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>L</b> → Leicht</li> <li><b>M</b> → Mittel</li> <li><b>S</b> → Stark</li> </ul>
	<p>Die Wärmefunktion der Oberschenkel- und Knöchel-Airbags lässt sich im AUTO- und im Manuellen Modus wahlweise zu/abschalten. Sie können diese Funktion auch ganz ohne jede Massage der Füße oder der Airbags nutzen.</p> <p>Bitte beachten Sie die empfohlene Laufzeit von 15 min. Die LED Kontrollleuchte zeigt an, ob die Funktion aktiviert ist.</p>


# Beenden der Massage

## SICHERHEITSVORRICHTUNG

Wird zu hoher Druck auf die Massagerollen ausgeübt, halten diese in ihrer Bewegung inne. Wenn dies vorkommt, dann ziehen Sie bitte den Netzstecker, warten 3 Sekunden und stecken den Netzstecker erneut ein. Danach können Sie das Gerät wieder verwenden.

Tasten	Beschreibung
	Betätigen Sie den An-/Aus-Schalter, um die Massage zu beenden.
 WARNUNG	Nach der Anwendung muss das Gerät unbedingt vom Strom getrennt werden. Das Massagegerät muss in seine Ausgangsposition zurückgesetzt und verstaut werden. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, dann achten Sie darauf, den Netzstecker zu ziehen.

Bringen Sie das Massagegerät in seine Ausgangsposition zurück





# Pflege



- Bei Wartung und Pflege muss der Netzstecker gezogen werden.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen.
- Bitte verwenden Sie kein Benzin, Verdüner, Bleichmittel usw. Dies kann zu Farbänderung, Deformation oder Beschädigung führen.
- Seien Sie bei der Reinigung des Stoffes bitte vorsichtig. Wenn der Stoff Beschädigungen aufweist verwenden Sie ihn nicht mehr. Kontaktieren Sie den Kundenservice, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie das Gerät NIE ohne den Stoff!
- Bitte lassen Sie nach Abnahme des Stoffes keine kleinen Kinder an das Gerät, damit Unfälle oder Verletzungen vermieden werden.

- Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel mit niedriger Konzentration und ein weiches Tuch. Mit diesem können Sie das Gerät reinigen. Achten Sie auf geringe Feuchtigkeit!
- Reiben Sie damit die Oberfläche ab und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Entfernen und Waschen der Stoffabdeckung:

- [1] Ziehen Sie erst die verstellbaren Teile des Beinbereichs nach oben
- [2] Finden Sie den Reißverschluss der Stoffabdeckung.
- [3] Öffnen Sie diesen in Pfeilrichtung und nehmen Sie den Stoff ab.
- [4] Verwenden Sie den gewaschenen Stoff erst wieder, wenn er vollständig getrocknet ist.




# Störungssuche

Wenn Ihnen die folgenden Informationen nicht dabei helfen, das Problem zu lösen, dann nehmen Sie bitte Kontakt zum Kundenservice auf.

Zustand	Analyse der Fehlfunktion	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Der Netzstecker wurde nicht eingesteckt.	Stellen Sie sicher, dass die Spannung, die für das Gerät erforderlich ist, zu der lokalen Netzspannung der Steckdose passt und stecken Sie den Stecker erneut ein.
	Nach 15 Minuten schaltet das Gerät in den Standby – Modus.	Wenn Sie noch einmal massiert werden wollen, dann drücken Sie bitte noch einmal den ON/OFF-Schalter.
	Wenn Sie das Gerät 30 Minuten ohne Unterbrechung nutzen, dann beendet ein Mechanismus die Massage zur Vermeidung von Überhitzung.	Wenn Sie das Gerät noch einmal nutzen möchten, dann ziehen Sie das Stromkabel ab und lassen Sie das Gerät für 60 Minuten abkühlen.
	Schwere Gegenstände liegen auf der Oberseite des Gerätes.	Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und starten Sie es erneut, nachdem Sie den schweren Gegenstand entfernt haben.
Das Gerät wird sehr heiß	Sie lassen sich vom Gerät länger als 30 Minuten am Stück massieren.	Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es abkühlen. Bitte ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker heraus.
Das Gerät macht Geräusche	Dieses Geräusch geht von den arbeitenden Komponenten der Mechanik aus.	Dieses Geräusch ist normal und weist nicht auf eine Fehlfunktion hin.

## Technische Daten Canoo V

Maße:	45 x 54 x 60 cm
Gewicht:	24,5 kg netto/ 27 kg brutto
Spannung:	AC 110-120 V ~ 60 Hz AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Nennleistung:	max. 120 Watt
Laufzeit automatisch:	15 Minuten
Zertifikate:	



# EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

## Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.

Casada International GmbH  
Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn, Germany  
info@casada.com  
www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright © 2016 CASADA International GmbH.  
Alle Rechte vorbehalten.