

< relaxmyway



TAPPYMED III



< relaxmyway

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA-Produkte in weltweit 37 Ländern erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

Wir Gratulieren

Mit dem Kauf dieses Massagegerätes haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Tappymed III.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Ausstattung / Funktionen	5
Technische Daten	5
Anwendungsbereiche	6
Besonderheiten	7
Bedienung	7
Störungssuche	8
Lagerung / Pflege	8
EU - Konformitätserklärung	8
Gewährleistungsbestimmungen	9

Sicherheitshinweise



Bevor Sie dieses Massagegerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sehr sorgfältig, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgsam auf!

- Das Massagegerät entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Das Gerät ist Wartungsfrei. Evtl. erforderliche Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparatur sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantieverlust.
- Um Unfälle zu vermeiden, greifen Sie nicht mit den Fingern zwischen die Massageköpfe.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Bitte vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser, hohen Temperaturen sowie direkter Sonneneinstrahlung.
- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung das Netzkabel aus der Steckdose um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden.
- Benutzen Sie keine beschädigte Stecker, Schnüre oder lose Fassungen. Wenn Stecker oder Schnüre beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller, vom Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden. Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr. Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließt eine Haftung für Schäden aus.
- Kinder sollten das Massagegerät nur unter entsprechender Aufsicht benutzen.
- Um eine übermäßige Anregung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden, sollten Sie die empfohlene Massagezeit von 30 Minuten nicht überschreiten.
- Verwenden Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände.
- Jede Massage – auch die Handmassage – muss unterbleiben, während Sie sich in einer Schwangerschaft befinden und/oder bei Ihnen eine oder mehrere der folgenden Beschwerden im Massagebereich vorliegen: Junge Verletzungen, trombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Bei Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt empfohlen.
- Sollten Sie abhängig von elektrischen Hilfsmitteln sein, wie z.B. Herzschrittmachern, konsultieren Sie auf jeden Fall vor der Massage ärztlichen Rat.

Ausstattung / Funktionen

- Die praktische rutschfeste Beschichtung, sowie das elegante Design, ermöglichen eine einfache Handhabung und Bedienung des Gerätes.
- Durch die ergonomische Form können Sie alle gewünschten Körperstellen problemlos erreichen.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung zur individuellen Massage und Lockerung der Muskulatur.
- Gezielte Massagen befreien Sie von Verspannungen und beleben Ihren Körper.
- Klopfmassage entlastet angespannte und verkrampte Muskeln, insbesondere nach dem Sport.
- Vier unterschiedliche Massageköpfe zur individuellen Massage der einzelnen Muskelpartien.
- Wärmebehandlung
- Rotes und blaues Licht im Geschwindigkeitsregler haben folgende Bedeutung: Rotes LED leuchtet während des Betriebs mit zugeschalteter Wärmefunktion. Blaues LED leuchtet während des Betriebs der Klopfmassage.

Technische Daten

Maße	410 x 87 x 132 mm
Gewicht	1,1 kg
Spannung source	AC 200 V ~ 50 Hz , 100 mA
Nennleistung	25 Watt
RPM Min/Max	1250 - 2500 rpm

Zertifikate



Anwendungsbereiche

- Entlastet Sie bei Schmerzen und Muskelverhärtungen im Rücken.
- Entspannt ermüdete und gestresste Muskeln, besonders nach sportlicher Aktivität.
- Erleichterung bei Verspannungen und Verkrampfungen im Schultern- und Nackenbereich.
- Vorbeugende Wirkung durch gezielte Beinmassage oder Fußreflexzonenmassage.

5 Anwendungsmöglichkeiten des Tappymed III:

[1] Ohne Aufsatz:

Dies ist wie das Klopfen mit einem Ball und kann verwendet werden, um vor allem den unteren Teil der Faust, die Handfläche, oder die Arme zu stimulieren.

[2] Der "Pinsel" – ähnliche Kopf:

Hiermit erreichen Sie weichere Massage und ist gut geeignet für z.B. Gelenke wie : Knie, Ellenbogen, Schultern, Knöchel, Füße. Da dieser Massagekopf so weich und angenehm ist, stellt er für Viele eine komfortable Alternative zur Massage ALLER Körperregionen dar.

[3] Der "Nippel" – ähnliche Kopf:

Er konzentriert die Klopfbewegung auf nur einen Punkt. Besonders geeignet für stark verspannte Muskelpartien, z.B. im Oberschenkelbereich. Unterstützt eine tief- wirkende Massage. Funktioniert auch sehr gut als Reflexzonen-Massage für die Füße, da Sie mit dem "Nippel" die einzelnen Reflexpunkte gut erreichen.

[4] Mit dem "3-Punkt" – Kopf:

Arbeitet in ähnlicher Weise wie der "Nippel" - ähnliche Kopf, konzentriert sich aber auf 3 Punkte. Sehr effektiv für z.B. den Wadenbereich um höheren Druck auszuüben. Kann aber auch sanft an den Fingergelenken eingesetzt werden.

[5] Mit dem Flachkopf:

Sehr effektiv für die Massage großer und längerer Muskelpartien wie z.B. den Rücken- und Schulterbereich, sowie die hintere Oberschenkelmuskulatur.



Besonderheiten



JADE WÄRME

Jade gehört zu den natürlichen Wärmespeichern und -leitern. Zielgerecht integriert in die Massageköpfe spendet sie Tiefenwärme und wirkt entspannend.



KLOPFEN

Mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust werden kurze, klopfende Bewegungen ausgeführt. Dadurch wird die Durchblutung gefördert und die angespannte Muskulatur gelockert. Wird das Klopfen auf Höhe der Lunge durchgeführt, kann die Schleimlösung in der Lunge verbessert werden.



GESCHWINDIGKEIT

Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar.

Bedienung

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme ob die Netzspannung mit der auf dem Netzstecker angegeben Spannung übereinstimmt.

- [1] Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose.
- [2] Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit in dem Sie den Regler nach rechts drehen.
- [3] Bedienen Sie die Taste HEAT um die Wärmefunktion zu starten, und drücken Sie erneut um die Funktion wieder auszuschalten.
- [4] Massieren Sie nicht länger als 15 Minuten um die Muskulatur nicht zu reizen.
- [5] Drehen Sie den Regler nach links (OFF) um das Gerät auszuschalten.
- [6] Entfernen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.



Störungssuche

STÖRUNG

Das Gerät ist am Stromnetz angeschlossen, weder Gerät noch Fernbedienung funktionieren.

BEHEBUNG

- Kontrollieren Sie die Verbindung vom Stromkabel
- Bei zu langem Gebrauch kann das Gerät überhitzen. Schalten Sie es aus und lassen Sie ihn 30-40 Minuten abkühlen.

Pflegehinweise

Sie haben ein aus hochwertigen Materialien hergestelltes Produkt erworben. Das erfordert eine entsprechende Pflege. Benutzen Sie zur Reinigung des Gerätes ein trockenes Tuch, die Silikonaufsätze können unter fließendem Wasser ausgespült werden.

Lagerung

1. Empfohlene Lagerung: Trocken, staubfrei. Bitte Kabel aufwickeln.
2. Nicht neben einer Heizung oder offener Flamme lagern. Nicht der unmittelbaren Sonne aussetzen.

EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nach zuweisen.

Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.

Die vom Verkäufer gewährte Gewährleistung beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstehen.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Verkäufer heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.



Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com | www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright © 2017 CASADA International GmbH.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

