



time to relax

TWIST²GO





< timetorelax

Od ponad 25 lat firma CASADA Deutschland GmbH jest trwale obecna na rynku wellness i fitness. Nasze produkty są dostępne w wielu krajach na całym świecie i wyróżniają się funkcjonalnością, nowoczesnym wzornictwem oraz niezawodną jakością.

W firmie CASADA to Państwo i Państwa dobre samopoczucie znajdują się w centrum uwagi. Szczególną wagę przykładamy do łatwości obsługi, bezpieczeństwa oraz trwałości, aby mogli Państwo komfortowo i niezawodnie korzystać z naszych produktów na co dzień.

Wysokie standardy jakości oraz ciągły rozwój naszej oferty produktowej stanowią podstawę zaufania naszych klientek i klientów na całym świecie.

Gratulujemy

Zakup tego urządzenia do masażu oznacza wybór wysokiej jakości produktu firmy CASADA.

Aby móc bezpiecznie i przez długi czas korzystać z zalet urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, w szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, oraz o ich przestrzeganie.

Życzymy Państwu wielu przyjemnych i relaksujących chwil z Państwa osobistym Twist2Go.

Masaż

Instrukcja bezpieczeństwa.....	34
Zawartość.....	34
Uruchomienie.....	34
Dane techniczne.....	35
Właściwości	35
Zdalne sterowanie	35
Techniki masażu.....	35
Dodatkowe wyposażenie	36
Uruchomienie	36
Rozwiązywanie problemów	36
Przechowywanie / Konserwacja	36
Europejska deklaracja zgodności	37
Warunki gwarancji	37

Ważne wskazówki bezpieczeństwa



Przed pierwszym uruchomieniem prosimy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz prawidłowe działanie urządzenia. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania.

- To urządzenie do masażu spełnia uznane normy techniczne oraz obowiązujące europejskie przepisy bezpieczeństwa.
- Urządzenie nie wymaga konserwacji. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel techniczny. Niewłaściwe użytkowanie lub nieautoryzowane naprawy powodują utratę gwarancji.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi rękami.
- Nie narażaj urządzenia na działanie wilgoci, skrajnych temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wtyczka, przewód lub obudowa są uszkodzone. Uszkodzone elementy muszą zostać wymienione przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowany personel.
- W przypadku wystąpienia usterek natychmiast odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
- Nie przekraczaj zalecanego czasu użytkowania wynoszącego 30 minut.
- Nie używaj ostrych ani spiczastych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie używaj urządzenia w czasie ciąży ani w przypadku występowania w obszarze masażu dolegliwości takich jak świeże urazy, stany zapalne, obrzęki, choroby zakrzepowe lub nowotworowe. W razie wątpliwości przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj urządzenia podczas prowadzenia pojazdu.
- Osoby posiadające implanty medyczne (np. rozruszniki serca) powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

Zawartość

- Twist2Go
- Ładowarka
- adapter samochodowy 12 V

Uruchomienie

Przed uruchomieniem sprawdź, czy napięcie podane na wtyczce sieciowej odpowiada napięciu w Twojej sieci elektrycznej.

Następnie podłącz przewód zasilający do urządzenia do masażu i włóż wtyczkę do odpowiedniego gniazdka.

Dzięki dołączonemu adapterowi samochodowemu Twist2Go może być również używany w podróży.

Używanie urządzenia podczas jazdy jest zabronione.

W tym celu podłącz adapter samochodowy do gniazda zapalniczki w pojeździe.

Dane techniczne

Wymiary:	35 x 23 x 15 cm
Waga:	1,8 kg
Ładowarka: wejście:	100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.8 A
wyjście:	14 V $\approx$ 1.7 A
Zasilanie:	bateria litowa 11.1V/2200 mAh
Moc znamionowa:	24 Watt
Automatyczny czas pracy:	1 – 1,5 godzin
Czas ładowania:	3,5 godzin
Certyfikaty:	       

Cechy szczególne / Funkcje



MASAŻ UGNIATAJĄCY

Sprawdzona technika masażu, w której skóra i mięśnie są delikatnie chwymane i ugniata-
ne. Często stosowana w celu rozluźnienia napiętych partii mięśni.



FUNKCJA PODGRZEWANIA

Zintegrowana funkcja podgrzewania zapewnia przyjemne, głębokie ciepło i wspiera
relaksujące doznania masażu.



WIRELESS

Twist2Go umożliwia użytkowanie bezprzewodowe, zapewniając maksymalną elastycz-
ność.



UCISKANIE

Ergonomicznie ukształtowane główce masujące, inspirowane opuszkami ludzkich
kciuków, zapewniają wyjątkowo realistyczne wrażenia masażu.

Dodatkowe wyposażenie

Paski: Paski dostępne oddzielnie umożliwiają precyzyjne umiejscowienie Twist2Go dokładnie w wybranym obszarze ciała. Można je łatwo zamocować i zdjąć z urządzenia, co pozwala indywidualnie regulować intensywność oraz siłę nacisku – zapewniając maksymalną elastyczność nawet bez punktu podparcia.

Pokrowiec: Dla szczególnie delikatnego i komfortowego masażu dostępny jest miękki pokrowiec. Zapewnia on dodatkowy komfort oraz umożliwia łagodniejsze przesuwanie urządzenia po skórze. Więcej informacji oraz ewentualne akcesoria można znaleźć na stronie casada.de.



Bedienfeld

- [1] Włącznik / Wyłącznik
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Uruchamia się funkcja ugniatania / Shiatsu oraz aktywowana zostaje funkcja podgrzewania. Aby wyłączyć urządzenie, ponownie przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.
- [2] Podgrzewanie
Włącza lub wyłącza funkcję podgrzewania.
- [3] Prędkość
Przełącza pomiędzy dwoma poziomami prędkości.



Rozwiązywanie problemów

JEŻELI URZĄDZENIE NIE DZIAŁA:

JEST PODŁĄCZONE DO SIECI, A NIE FUNKCJONUJE NALEŻY:

- SPRAWDZIĆ PODŁĄCZENIE Z ADAPTEREM
- PO DŁUŻSZYM UŻYTIU MOŻE SIĘ ZAGRZAĆ. NALEŻY ODCZEKAĆ 30-50MIN AŻ TEMPERATURA OPADNIE.

Przechowywanie & Konserwacja

By zapewnić bezpieczne użytkowanie Twist2Go i jednocześnie przedłużyć jego żywotność, należy regularnie pielęgnować urządzenie.

1. Zalecane przechowywanie: miejsca suche i bezpyłowe.
2. Chronić przed wilgocią i ogniem.
3. Czyścić suchą i miękką ściereczką.
4. Po zakończeniu ładowania odłączyć Twist2Go od sieci elektrycznej.

Europejska deklaracja zgodności

Produkt zgodny z europejską normą EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Warunki gwarancji

Sprzedawca udziela na ten produkt ustawowo przewidzianej gwarancji, liczonej od daty zakupu. Prosimy o staranne przechowywanie dowodu zakupu.

W przypadku uzasadnionych wad sprzedawca ponosi koszty naprawy lub wymiany urządzenia, w tym niezbędne koszty wysyłki, o ile przewidują to obowiązujące przepisy prawa. Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych, takich jak pokrowce tekstylne, ani uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub działania czynników zewnętrznych.

Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku użytkowania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i niniejszą instrukcją obsługi.

Naprawy lub modyfikacje wykonane przez osoby nieupoważnione skutkują utratą gwarancji. Wszelkie widoczne wady należy zgłosić sprzedawcy niezwłocznie po otrzymaniu urządzenia. Dalsze roszczenia, w szczególności dotyczące szkód pośrednich lub następnych, są wykluczone. Uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi lub niewłaściwego użytkowania również nie są objęte gwarancją.

Ustawowe prawa konsumenta wobec sprzedawcy pozostają nienaruszone i mogą się różnić w zależności od kraju.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.de
www.casada.de

Copyright

Zdjęcia i teksty zawarte w niniejszym dokumencie objęte są prawami autorskimi i nie mogą być rozpowszechniane bez zgody Casada International GmbH.

Copyright © 2026 Casada Deutschland GmbH
Wszelkie prawa zastrzeżone



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

