

< timetorelax

FOOTINN II





## < timetorelax

Desde la fundación de nuestra empresa en el año 2.000, el nombre CASADA es sinónimo de productos de calidad en los mercados de salud y fitness.

Hoy en día los productos CASADA están disponibles en todo el mundo. Su constante desarrollo, un diseño inconfundible, la orientación hacia una mejor calidad de vida y su inmejorable calidad y fiabilidad, es lo que caracteriza y distingue a los productos CASADA.

# Enhorabuena

Con la compra de este aparato de masaje ha demostrado ser consciente de la importancia que tiene su salud.

Para que pueda disfrutar de las ventajas de este aparato durante más tiempo, le recomendamos leer las instrucciones cuidadosamente. Relájese y disfrute de su **FootInn II**.

## Contenido

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Instrucciones de seguridad .....     | 34 |
| Contenido .....                      | 35 |
| Especificaciones .....               | 35 |
| Puesta en marcha .....               | 35 |
| Panel de control .....               | 36 |
| Indicador LED .....                  | 37 |
| Particularidades .....               | 37 |
| Zonas de reflexología podal .....    | 38 |
| Solución de problemas .....          | 40 |
| Almacenamiento   Mantenimiento ..... | 40 |
| EU Declaración de Conformidad .....  | 41 |
| Condiciones de la garantía .....     | 41 |

# Instrucciones de seguridad




**Antes de utilizar el aparato, por favor, lea cuidadosamente las instrucciones para garantizar un funcionamiento perfecto y un efecto óptimo. Guarde por favor estas instrucciones en un lugar seguro.**

- El aparato de masaje se ajusta a los principios de tecnología reconocidos y a las normas de seguridad vigentes.
- El equipo no requiere de mantenimiento. Cualquier reparación sólo puede ser ejecutada por un experto autorizado.
- El uso inadecuado y las reparaciones no autorizadas están prohibidas por razones de seguridad y darán lugar a la pérdida de la garantía.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Evite que el sillón de masaje entre en contacto con el agua, las altas temperaturas o la exposición directa al sol.
- Si no va a utilizar el sillón de masaje durante un largo periodo de tiempo, desconecte el cable de la toma de corriente para evitar el riesgo de corto circuito.
- No utilice cables o enchufes dañados o sueltos. Si el enchufe o el cable están dañados, deben ser sustituidos por el fabricante, el representante autorizado o personal cualificado.
- En caso de avería, por favor desconecte inmediatamente el sillón de masaje de la fuente de alimentación. La responsabilidad por daños será nula en caso de un uso incorrecto o inadecuado.
- No utilice objetos puntiagudos o afilados cerca del aparato para evitar dañarlo.
- Los masajes (incluido el manual) no están indicados para mujeres embarazadas, ni tampoco para las personas que sufran una o más de las siguientes cuestiones en el área a masajear: lesiones recientes, enfermedades trombóticas, todo tipo de inflamaciones e hinchazones y cáncer. Se recomienda consultar con un médico antes de someterse a un masaje para el tratamiento de dolencias y enfermedades.
- No utilice el aparato mientras conduce.
- Si depende de aparatos eléctricos como marcapasos, antes de utilizar el aparato consúltelo por favor con su médico.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con falta de conocimientos técnicos, siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan sido instruidos sobre el uso seguro del dispositivo y, por tanto, de los posibles riesgos asociados.

- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- Las personas que reaccionan de forma sensible al calor deben tener precaución al utilizar el dispositivo.
- El aparato únicamente debe utilizarse con los accesorios suministrados.

## Contenido

- Masajeador de pies FootInn II
- Adaptador
- Adaptador de coche 12V
- Mando inalámbrico



## Especificaciones


|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Medidas:           | 37,5 x 35 x 17,5 cm                                                  |
| Peso:              | 2,9 kg                                                               |
| Voltaje:           | Entrada: AC 100-240V 50/60Hz, 800 mA<br>Salida: DC 12,0 V, 2000,0 mA |
| Potencia nominal:  | 24,0 W                                                               |
| Tiempo de trabajo: | 15 minutos                                                           |
| Certificados:      |                                                                      |

## Puesta en marcha

Antes de comenzar, compruebe que la tensión de la red coincide con la tensión especificada. Una vez hecho, conecte el cable de alimentación, por una parte, al dispositivo de masaje y, por otra, al enchufe.

Gracias al adaptador para el coche, también se puede utilizar FootInn II en viajes (no mientras se conduce). Conecte el adaptador en el mechero del coche.

# Panel de control



| Botón     | Función                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ON   OFF  | Pulse el botón ON/OFF para encender el aparato. El aparato arranca en MODO AIRE a un nivel de intensidad bajo.                                                               |
| MODE      | Pulse el botón MODO una vez para activar el MODO MASAJE.<br>Pulse el botón una segunda vez para cambiar al MODO AIRE y MASAJE.                                               |
| INTENSITY | Al pulsar el botón INTENSITY del mando a distancia podrá seleccionar uno de los 2 niveles de intensidad.                                                                     |
| HEAT      | Al pulsar el botón HEAT del dispositivo o del mando a distancia se activa la terapia de calor de las plantas de los pies.<br>Esta función no está disponible en el MODO AIR. |
| POWER     | Pulsando el botón POWER del mando a distancia puede detener el masaje cuando quiera.                                                                                         |
| AIR       | Al pulsar el botón AIR del dispositivo podrá seleccionar uno de los 2 niveles de intensidad.                                                                                 |

El masaje de pies dura 15 minutos. Pasado este tiempo, el dispositivo de masaje se apaga automáticamente para evitar un sobrecalentamiento. Desconecte el cable del enchufe después de cada uso.

# Indicador LED

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODO AIR &amp; MASAGE</b>           | Cuando esta función está activada los LED del dispositivo se iluminan en «blanco». |
| <b>MODO MASAJE DE PIES CON RODILLO</b> | Cuando esta función está activada los LED del dispositivo se iluminan en «verde».  |
| <b>MODO AIRE</b>                       | Cuando esta función está activada los LED del dispositivo se iluminan en «rojo».   |

## Particularidades



### **PRESIÓN**

El inflado y desinflado de las bolsas de aire provoca un movimiento de bombeo que crea reflejos musculares naturales. Esto es especialmente agradable en la zona de la pantorrilla y el pie.



### **CALOR**

El efecto profundo del calor radiante permite una mayor relajación. Esta función es especialmente beneficiosa para tratar tensiones musculares debido a su efecto penetrante.



### **ZONAS REFLEJAS**

El masaje de reflexología podal regenera la musculatura del pie y tiene un efecto en casi todo los órganos del cuerpo.



### **RODILLO PARA PIES**

El masaje en los pies aviva y estimula las terminaciones nerviosas y, con ello, ciertos órganos del cuerpo. Además, relaja los músculos.



### **MASAJE DE TALÓN**

En el FootInn II la zona del talón está equipada con bolsas de aire de acupresión especiales y rodillos para un masaje de pies especialmente agradable.

# Zonas de reflexología podal

La reflexología es más ventajosa que un masaje por todo el cuerpo en el sentido de que hay aproximadamente 72.000 terminaciones nerviosas de los diferentes órganos en los pies. Los masajes específicamente realizados pueden influir en el cuerpo de una manera positiva y mejorar el bienestar personal.

Los masajes en las zonas de reflexología podal pueden estimular el metabolismo, la circulación sanguínea, la digestión y ayudar al proceso de auto curación del cuerpo.

Cuanto más cuidamos la vitalidad de nuestros pies, mejor es para nuestro cuerpo: los pies deben considerarse un microsistema en el cual se refleja todo el organismo y se puede tratar de forma individual.





- > No cuidar los pies puede afectar a todo el cuerpo.
- > La tensión muscular puede surgir debido a una mala postura del cuerpo. Esto a su vez puede tener efectos negativos en la columna vertebral y en las terminaciones nerviosas, y puede resultar en otras dolencias físicas.
- > Los problemas de sueño son generalmente el resultado de trastornos circulatorios.
- > La inactividad física y el pasar mucho tiempo sentado pueden dar lugar a hinchazón de piernas, calambres musculares y mala circulación.
- > Proporcione a sus pies la suficiente energía como para que las venas de los músculos puedan transportar la sangre por todo el cuerpo de nuevo.

# Solución de problemas

## FALLO

El aparato está conectado a la red, pero no funcionan ni el aparato ni el panel de control.

## SOLUCIÓN

- 1) Comprueba la conexión del adaptador.
- 2) El aparato se puede recalentar después de un uso prolongado. Por ello, hay que apagar, desconectar el dispositivo y dejarlo enfriar durante 30 – 50 minutos.

## Almacenamiento | Mantenimiento

Con un mantenimiento regular puede aumentar la vida útil del aparato de masaje, a la vez que garantiza un correcto y seguro funcionamiento del mismo.

1. Almacenamiento recomendado: lugar seco y libre de polvo.
2. Mantener el aparato lejos de líquidos y fuego.
3. Limpiar el aparato con un trapo seco y suave.
4. Desenchufar el aparato de la red cuando no se está utilizando.

# EU Declaration of Conformity

Complies with European Regulatory Standards EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

## Condiciones de la garantía

El distribuidor concede el plazo de garantía legal sobre el producto descrito al dorso. La garantía se aplica a partir de la fecha de compra. La fecha de compra se demuestra con el recibo de compra. El vendedor debe reparar o reemplazar los productos registrados en Alemania en caso de resultar ser defectuosos, sin cargo alguno. Las piezas sujetas a desgaste como las cubiertas de tela no están cubiertas por la garantía. Para hacer valer su reclamo, simplemente debe devolver el producto defectuoso con el ticket de compra antes del final del período de garantía.

El derecho de garantía no se aplica si se demuestra que tiene un defecto, por ejemplo, a causa de la influencia externa o como resultado de la reparación o modificación no llevada a cabo por el fabricante o distribuidor autorizado. La garantía otorgada por el vendedor se limita a la reparación o reemplazo del producto. Bajo esta garantía, el fabricante o el vendedor no tiene más responsabilidad y no es responsable de los daños causados por descuido de las instrucciones de funcionamiento y / o uso indebido del producto.

Si la inspección del producto por parte del vendedor revela que el reclamo de la garantía se refiere a un defecto no cubierto por la garantía o que el período de garantía ha expirado, el coste de la inspección y reparación corren a cargo del cliente.

Aviso legal: Todo el contenido no debe ser considerado como una declaración de curación. El diagnóstico y terapia de enfermedades y otras molestias corporales necesitan del tratamiento por médicos/médicas, homeópatas o terapeutas. Las indicaciones son exclusivamente a título informativo y no deben ser utilizadas como sustitución de un tratamiento médico. Se recomienda a todo usuario determinar mediante un examen cuidadoso y, si es necesario, después de consultar a un especialista, si la aplicación puede ser beneficiosa para su caso específico. El usuario asume plenamente el riesgo en cualquier aplicación o terapia. Nos distanciamos de cualquier declaración de curación o promesa.

Casada Deutschland GmbH  
Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn, Germany  
info@casada.de | www.casada.de

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA Deutschland GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright © 2024 CASADA Deutschland GmbH.  
Alle Rechte vorbehalten.



